

Datenblatt

Augen-Gelmaske

Wohltuende Entspannung

Anwendungsbereich

Egal ob für Männer oder Frauen, groß oder klein, jung oder alt, diese Augen-Gelmaske kann zu jeder Zeit angewendet werden. Ganz nach Belieben, gekühlt oder erwärmt, ist sie ideal zum Entspannen. Durch das eingearbeitete Gummiband bietet sie einen optimalen Tragekomfort und die dickere Schicht aus Samt Fleece lässt die Wärme bzw. Kälte nicht so schnell nach außen entweichen.

Anwendung

Vor der Verwendung sollte die Geleinlage aus der Maske entnommen werden. Zum Erwärmen die Einlage ca. 1-2 Minuten in warmes, nicht mehr kochendes Wasser maximal 70°C, geben. Nach dem Abtrocknen in die Maske einlegen und den Klettverschluss schließen.

Zur kühlenden Anwendung die Geleinlage bis zu 20 Minuten ins Tiefkühlfach legen. Danach in die Maske einlegen und ebenfalls verschließen. Nun kann die Augen-Gelmaske beliebig lange getragen werden.

Bitte beachten

Eine Überhitzung der Geleinlage kann zu Verbrennungen der Haut führen oder zu Beschädigungen der Einlage. Deshalb sollte sie nicht in der Mikrowelle erhitzt oder zum Sieden gebracht werden.

Bitte die Geleinlage auch nicht gefrieren lassen bis sie aushärtet, da sie beschädigt werden könnte.

Die Geleinlage bitte niemals ohne die Maske auflegen, da es zu Verbrennungen oder Unterkühlung der Haut kommen kann.

Sollte die Einlage undicht sein oder Risse aufweisen bitte nicht mehr weiterverwenden.

Die Maske ist ausschließlich zur äußeren Anwendung geeignet.

Bitte suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn versehentlich Gel verschluckt wurde.

Pflegehinweise

Die Geleinlage vor dem Waschen aus der Maske entfernen. Im schonenden Kurzprogramm bei niedriger Temperatur, maximal 40°C, waschbar. Bitte nur mit geringer Drehzahl schleudern. Die Maske nur liegend trocknen und nicht in den Trockner geben oder auf die Heizung legen. Bitte nicht bleichen, bügeln oder chemisch reinigen.

Größe

Geleinlage: ca. 19 cm x 6 cm

Maske: ca. 22 cm x 10 cm