

Fiche technique

Masque-gel pour les yeux

Détente bienfaisante

Domaine d'utilisation

Que ce soit pour les hommes ou les femmes, les petits ou les grands, les jeunes ou les personnes âgées, le Masque gel pour les yeux peut être utilisé à tout moment, chaud ou froid, selon votre préférence. Il est idéal pour se détendre. La bande élastique intégrée offre au porteur un confort idéal et la couche épaisse de polaire velours retient longuement la chaleur ou la fraîcheur.

Utilisation

Retirez l'insert de gel du masque avant l'utilisation. Pour le chauffer, mettez-le dans de l'eau chaude mais pas bouillante (maximum 70° C) pour environ 1 à 2 minutes. Après l'avoir séché, remettez l'insert dans le masque, puis refermez-le.

Pour une utilisation à froid, mettez l'insert de gel dans le compartiment congélateur de votre réfrigérateur pour une durée de 20 minutes environ, remettez-le dans le masque, puis refermez le. Vous pouvez ensuite porter le Masque gel pour les yeux aussi longtemps que vous voulez.

Attention

Une surchauffe de l'insert de gel peut provoquer des brûlures de la peau ou endommager l'insert. De ce fait, ne le chauffez pas dans un four à micro-ondes et ne le portez pas à ébullition.

Ne pas laisser l'insert de gel dans le compartiment de congélation jusqu'à ce qu'il durcisse car il pourrait être endommagé.

Ne jamais poser l'insert sur la peau sans le masque, cela pourrait causer des brûlures ou une hypothermie de la peau.

Ne plus utiliser l'insert s'il n'est plus étanche ou présente des fissures.

Ce masque a été conçu pour une utilisation externe uniquement.

En cas d'ingestion accidentelle du gel, consulter immédiatement un médecin.

Conseils d'entretien

Retirer l'insert de gel du masque avant le lavage. Lavable à basses températures (maximum 40° C), à un programme court et doux. Essorer à faible vitesse uniquement. Laisser sécher le masque à plat uniquement. Ne pas mettre au sèche-linge ou sur un radiateur. Ne pas repasser et ne pas utiliser d'agents blanchissants ou de produits chimiques pour le nettoyage.

Dimensions

Insert de gel : environ 19 cm x 6 cm

Masque : environ 22 cm x 10 cm