

Datablad

# Gelmasker voor de ogen

Weldadige ontspanning

## Toepassingsbereik

Of je nu man of vrouw, groot of klein, jong of oud bent: dit gelmasker voor de ogen kan door iedereen op elk moment gebruikt worden. Helemaal naar eigen wens, gekoeld of verwarmd, is het ideaal om te ontspannen. Door de verwerkte elastische band biedt het masker een optimaal draagcomfort en de dikkere laag gemaakt van zachte fleec zorgt er voor dat de warmte, of de kou, niet zo snel naar buiten kunnen ontsnappen.

## Toepassing

Voor gebruik dient de gel insert verwijderd te worden. Verwarm de insert ca. 1-2 minuten in warm, niet meer kokend water op maximaal 70°C. Droog de insert af en plaats deze in het masker en maak de klittenbandsluiting dicht.

Leg de gel insert ongeveer 20 minuten in het vriesvak indien een verkoelend effect gewenst is. Daarna in het masker plaatsen en vastmaken. Het ogen gelmasker kan nu zolang gedragen worden als gewenst.

## Let op

Oververhitting van de gel insert kan leiden tot verbranding van de huid of tot beschadigingen van de insert. Daarom mag deze niet in de magnetron verhit worden of aan de kook gebracht worden.

Laat de gel insert niet bevriezen totdat het hard wordt, hierdoor kan de insert beschadigen.

Gebruik de gel insert nooit zonder masker omdat er anders brandwonden kunnen ontstaan of de huid onderkoeld kan raken.

Gebruik de insert niet meer indien er scheurtjes zichtbaar zijn of als de insert lek is.

Het masker is uitsluitend geschikt voor uitwendig gebruik.

Raadpleeg direct een arts indien er per ongeluk gel ingeslikt wordt.

## Onderhoudsinstructies

Verwijder de gel insert voor het wassen uit het masker. Machinewasbaar op een mild, kort wasprogramma bij een maximale temperatuur van 40°C. S.v.p. alleen maar centrifugeren op laag toerental Het masker mag alleen liggend drogen, mag niet in de wasdroger of op de verwarming gedroogd worden. Niet bleken, strijken of chemisch reinigen.

## Grootte

Gel insert: ca. 19 cm x 6 cm

Masker: ca. 22 cm x 10 cm