

Datenblatt

DESIFIX

Der hochkonzentrierte, duftneutrale Desinfektions-Allrounder von proWIN.

Es handelt sich um ein Biozid-Produkt.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendungsbereich

Auf allen wasserbeständigen Oberflächen kann dieses Desinfektionsmittel angewandt werden. Es eignet sich zur Zugabe ins Putzwasser sowie zur Verwendung in der Wasch- oder Spülmaschine, der proWIN AIR BOWL oder dem proWIN win-i. Auch die Kombination mit Waschmitteln, Spülmitteln oder Allzweckreinigern ist möglich. Je nach Verdünnungsgrad kann dieses Mittel in Haus oder Garten universell Einsatz finden.

Besonderheiten/Zertifizierung/Ökologie

Dieses Desinfektionsmittel bietet sich stets dort an, wo Keime sich schnell vermehren können und zu einer Gefährdung werden können. Das Produkt empfiehlt sich auch zur Keimfreiheit des Wasserbehälters unserer proWIN AIR BOWL oder unseres proWIN win-i.

Dosierung und Anwendung

Je nach Anwendungsbereich wird Desifix unterschiedlich stark mit Wasser verdünnt eingesetzt. 1 Pumphub proWIN Desifix entspricht 4 ml.

Küche/Bad:

Zur Desinfektion der abwaschbaren Oberflächen (Arbeitsfläche, Schneidebretter, Waschbecken, Kühlschrank, Mülleimer, Dusche, Wanne, Toilette) verdünnen Sie proWIN DESIFIX 1:50 mit Wasser/Putzwasser. Geben Sie hierzu bitte 20 ml proWIN DESIFIX (5 Pumphübe) auf 1 Liter Wischwasser.

Böden:

Hier genügt Ihnen eine Verdünnung von 1:200 (20 ml proWIN DESIFIX auf 4 l Wischwasser).

Tastatur, Telfon, Türklinken, Lichtschalter u.a.:

Verdünnen Sie hier 20 ml proWIN DESIFIX mit 1 l Wischwasser (Verdünnung 1:50).

Spülmaschine

Geben Sie 20 ml proWIN DESIFIX in die Maschine (Verdünnung 1:400).

Waschmaschine:

Für eine Verdünnung von 1:400 geben Sie 50 ml proWIN DESIFIX in die Waschmaschine. Dies entspricht 12 Pumphüben pro Waschgang.

Hinweis zur sicheren Anwendung

Am 20. Januar 2009 trat eine neue Verordnung der EU über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, kurz CLP-Verordnung genannt, innerhalb der EU in Kraft.

Bitte beachten Sie stets die nach dieser Verordnung erfolgten Kennzeichnungen und Hinweise auf dem Produkt!

Es ist gekennzeichnet mit



Gefahr.

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Merke:

Diese Kennzeichnung bezieht sich immer auf das in Verkehr gebrachte Produkt und nicht auf die anwendungsfertige Lösung. In den empfohlenen Dosierungen (1:50 bis 1:400) wären die Mischungen nach CLP-Verordnung nicht mehr kennzeichnungspflichtig.

Produktnutzen

proWIN DESIFIX unterbindet mit seinem antibakteriellen Wirkstoff Ethanol das Keimwachstum und schützt so Oberflächen, proWIN AIR BOWL oder proWIN win-i vor Keimbefall. Universell einsetzbar hilft dieser Desinfektions-Allrounder uns vor Keimbelastung zu schützen.

Deklaration der Inhaltsstoffe

AQUA GLYCERIN ALCOHOL DENAT. BENZALKONIUM CHLORIDE PPG-5-LAURETH-5 HYDROXYETHYLCELLULOSE CI 42051

proWIN Winter GmbH Zeppelinstraße 8 66557 Illingen Germany

Tel: +49 (0) 68 25 - 9 20 10 Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01 23 Internet: http://www.proWIN.net

E-Mail: info@proWIN.net

Weitere Informationen zu den Inhaltsstoffen unter http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/

Inhaltsstoffliste gemäß VO (EG) Nr. 648/2004

< 5 % nichtionische Tenside

proWIN DESIFIX enthält Desinfektionsmittel (40 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride und 50 g Ethanol pro 1 kg)

Technische Daten

Baua-Nr.: N-57502

pH-Wert (bei 20°C): 6,8 – 7,2

Farbe: blau

Geruch: neutral leicht

Gebinde

500 ml Flasche, Pumpkopf separat bestellbar

Behältnis/Verpackung PET-Flasche