

Fiche technique

HYGIÈNE

Le chiffon de nettoyage anti-bactérien de proWIN, pour une utilisation universelle pour la cuisine ou la salle de bains.

Caractéristiques du produit

Ce Chiffon de nettoyage séduit par son tissu microfibre hygiénique qui est doté d'un revêtement anti-oxydation et peut être utilisé même sur des surfaces sensibles.

Des ions d'argent (biocide) sont intégrés au cours d'un processus supplémentaire lors de la fabrication. Ceux-ci servent à protéger le chiffon entre autres des bactéries et champignons et permettent d'éviter la formation d'odeurs désagréables. L'activité anti-bactérienne de ce chiffon a été attestée par l'institut de tests indépendant allemand, l'institut Hohenstein (Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG). Le test a été effectué en conformité avec la norme DIN EN ISO 20743:2013-12 et à l'aide d'un schéma de test et d'évaluation préétabli contre les germes d'analyse que sont le staphylocoque doré (*Staphylococcus aureus* ATCC 6538) et la *Klebsiella pneumoniae* ATCC 4352.

Grâce à sa structure à plusieurs couches – avec une couche extérieure tissée et une couche intérieure en éponge, le chiffon peut non seulement très bien nettoyer, mais il dispose aussi d'une excellente capacité d'absorption de l'eau.

Domaines d'utilisation

Avec ce chiffon microfibre antibactérien et très absorbant, vos surfaces lisses sont nettoyées en profondeur et hygiéniquement, sans laisser de traces. Il est idéal pour enlever la saleté sur les surfaces en céramique comme les bidets ou les toilettes, les matières plastiques, le verre, les carrelages et les métaux, entre autres. Il absorbe plus d'eau sale que les chiffons en microfibre classiques.

Ne pas utiliser pour le nettoyage d'éviers en fonte minérale, ni sur des surfaces cirées ou huilées.

Veuillez toujours suivre les recommandations du fabricant des équipements à nettoyer.

Utilisation

Utilisez le proWIN HYGIÈNE humide pour nettoyer vos surfaces lisses.

Consignes de nettoyage

Le proWIN HYGIÈNE peut être lavé en machine sans problème, jusqu'à 60°C. Pour les articles microfibre, utiliser idéalement des lessives spéciales, comme notre proWIN CLEANTEX BAUME POUR LE LINGE ou notre proWIN PROACTIVE Lessive technique. Ces produits assurent le nettoyage et l'entretien de nos fibres spéciales avec une efficacité et une douceur particulière. Les agents blanchissants et les assouplissants peuvent avoir un effet négatif sur les propriétés de la fibre. Veuillez donc ne pas les utiliser. Étant donné que les tissus microfibrés attirent rapidement les peluches du linge avec lequel ils sont lavés, il convient de laver ces articles en microfibrés dans un sac à linge (SAC À LINGE proWIN). Veuillez laver régulièrement les chiffons microfibrés pour conserver leurs propriétés et éviter des dommages dus à des corps étrangers incrustés leurs surfaces. Les chiffons

microfibres ne sont pas adaptés au sèche-linge et sont sensibles à la chaleur. C'est pourquoi, ils ne doivent pas être repassés non plus.

Veillez toujours suivre les consignes de lavage figurant sur l'étiquette de lavage.

Dimensions / Couleur :

20 cm x 22 cm / gris et bleu

Composition

88 % polyester, 13 % polyamide et 2 % de fils d'argent, éponge composée de 100 % de polyuréthane