

Fiche technique

Gant soft pour le corps

Parfait pour le nettoyage quotidien de la peau en douceur avec un effet gommant revitalisant !

- certificat de tolérance dermatologique : « Très bonne »
(Test épicutané standard effectué par dermatest, le 05/06/2012 sur 30 personnes)

Domaine d'utilisation

Le compagnon indispensable pour le nettoyage quotidien de la peau du corps. Il élimine en profondeur les peaux mortes et des particules de saleté. Grâce à structure il masse agréablement la peau, stimule la circulation sanguine et rend ainsi la peau fraîche et rayonnante. Après l'utilisation du gant la peau est merveilleusement lisse. Les personnes à la peau sensible ne devrait pas utiliser le gant trop souvent au début et uniquement avec des mouvements très doux pour qu'en fonction de sa réaction et de la sensation éprouvée, la peau s'habitue à la fréquence et à l'intensité d'utilisation souhaitées.

Utilisation

Humidifier le gant et mettre un peu de gel douche ou de savon sur la fibre. Faire ensuite des mouvements circulaires en douceur sur les parties de la peau à nettoyer. Au début, commencer toujours avec des mouvements très doux, la peau devant d'abord s'habituer à l'utilisation de cette fibre et à sa force mécanique.

Effets du produit

La capacité de nettoyage exceptionnelle du Gant Soft repose sur son tissage spécifique fait de millions de microfibres très douces en 100 % polyester qui ont été spécialement élaborées pour l'utilisation sur la peau. Ces fibres de haute technologie confèrent au gant ses capacités de nettoyage et de gommage. Le gant a une durée de vie très longue même lorsqu'il est utilisé quotidiennement.

Conseils d'entretien

Après utilisation, laver la fibre à l'eau chaude et l'accrocher pour la faire sécher. Elle peut également être lavée en machine jusqu'à 60°C (cycle de lavage normal) sans assouplissant. Ne pas mettre au sèche-linge. Ne pas repasser. Ceci endommagerait la fibre et ses propriétés.

Dimensions

22 cm x 15 cm